

EF-01D & EF-02D

Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung
& Online* Filter

Mehr Lebensqualität
für Ihre Patienten



Innovations for Human Care.

Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung EF-01D

Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung zur Herstellung von ultrareiner Dialysierflüssigkeit. In Verbindung mit dem Filter zur Dialysatreinigung EFL-015 (zur einmaligen Verwendung) kann Substitutionslösung für die Hämofiltration oder Hämodiafiltration durch das Dialysesystem hergestellt werden.



Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung & Online* Filter EF-02D

Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung zur Herstellung von ultrareiner Dialysierflüssigkeit. In Verbindung mit dem Filter zur Dialysatreinigung EFL-015 (zur einmaligen Verwendung) oder mit zwei* EF-02D kann Substitutionslösung für die Hämofiltration oder Hämodiafiltration durch das Dialysesystem hergestellt werden.



Spezifikationen

Endotoxinretentionsfilter (ETRF)	EF-01D (vorgefüllt)	EF-02D (trocken)
Membranoberfläche (m ²)	1,2	1,0
Membranwandstärke (µm)	30	50
Kapillarinne Durchmesser (µm)	210	210
Membranmaterial	PEPA® Polyester Polymer Alloy	PEPA® Polyester Polymer Alloy
Gehäusematerial	Polykarbonat	Polysulfon
Vergußmasse	Polyurethan	Polyurethan
Dichtungsmaterial	Silikon	Silikon
Deckelmaterial	Polysulfon	Polysulfon
Sterilisation	Gamma Strahlen	Gamma Strahlen
Für NIKKISO Dialysesystem	DBB-03, DBB-05 (bis SN 63132-04)	DBB-05 (ab SN 63133-01), DBB-06, DBB-07, DBB-EXA, DBB-EXA ES

Leistungsdaten

Logarithmischer Reduktionsfaktor für Bakterien (LRV)	≥ 8	≥ 8
Logarithmischer Reduktionsfaktor für Endotoxine (LRV)	≥ 3	≥ 3
Filtrationsfaktor (mL/h x mmHg)	580	480
Maximale Standzeit (Stunden)	750	750

Desinfektion

Zugelassene Desinfektionsmittel	Zitronensäure, Peressigsäure, Natriumhypochlorid Für detaillierte Informationen zum Einsatz von Chemikalien zur Reinigung und Desinfektion beachten Sie bitte die Hinweise in der Gebrauchsanweisung für das Dialysesystem.
---------------------------------	--

* Herstellung von Substitutionslösung für die Online HF/HDF Behandlung mit zwei EF-02D als doppelte (Kaskaden-) Filtration in Verbindung mit den NIKKISO DBB-07, DBB-EXA und DBB-EXA ES Dialysesystemen.

www.nikkiso-europe.eu

Hersteller

NIKKISO CO., LTD.
20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku
Tokyo 150-6022, Japan

Telefon: +81-3-3443-3727
Telefax: +81-3-3440-0681

Internet: www.nikkiso.com

EU-Bevollmächtigter

NIKKISO Europe GmbH
Desbrocksriede 1
D-30855 Langenhagen

Telefon: +49 511 679999 - 0
Telefax: +49 511 679999 - 11

E-Mail: info@nikkiso-europe.eu
Internet: www.nikkiso-europe.eu

Exklusivvertrieb durch

NIKKISO Europe GmbH
Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg

Telefon: +49 40 414629 - 0
Telefax: +49 40 414629 - 49

E-Mail: info@nikkiso-europe.eu
Internet: www.nikkiso-europe.eu